

Presentation:

2 syringes with 3 g and 6 tips.

Indication:

Indicated for disinfection of cavity preparations for crows and inlays.

Description of the Product:

The CLORHEXIDINE GEL 2% is an antiseptic with antibacterial activity with effectiveness for Gram-positive and gram-negative (including *Pseudomonas*), fungi, yeasts and some dermatophytes. Its viscosity allows the product does not run during application, remaining inside the dental cavity.

Composition:

Clorhexidine digluconate 2%, methylparaben, propyleneglycol, hydroxyethyl cellulose and purified water.

How to use:

1. Fill the entire canal with the gel 2% and instrument according to the need;
2. Remove the excess and dry the cavity with a jet of air.

Precautions:

1. Avoid the ingestion of the product;
2. Avoid the contact of the product with the tongue and mouth regions. May cause staining at the teeth, tongue, and piercings and transient change of taste;
3. Do not use the tips to apply the product directly to the patient. Place the material into another container and make the application with sterilized instrument;
4. Do not use the product with the expiry date;
5. Do not use in patients with known sensitivity to Clorhexidine.

Storage and Transportation Conditions:

Store in a clean, dry place, protected from direct sunlight.

Validity:

24 months.

Clorhexidina Gel 2%

Simbologia | Symbology | Simbología

	Ler as instruções de uso. Leer las instrucciones de uso. Read the instructions of use.
	Manter seco. Mantener seco. Keep dry.
	Manter ao abrigo do sol. Mantener al abrigo del sol. Keep sheltered from sunlight.

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.
---	---



MADE IN BRAZIL

maquira[®]
Dental Group

Fabricante | Manufacturer:

Maquira Indústria de Produtos Odontológicos S.A.

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Endereço | Dirección | Address:

Av. Melvin Jones, 773

Pq. Ind. Bandeirantes

Maringá - PR | 87070-030 | Brasil

Resp. Técnico | Technical Resp.:

Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038

Reg. ANVISA Nº: 80322400063

**SAP:**

Atendimento ao cliente

Atención al cliente

Customer service

0800 726 5848

sap@maquira.com.br

0403031 - rev. 04

Apresentação:

2 seringas com 3 g e 6 ponteiros.

Indicação:

Indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays.

Descrição do Produto:

A CLORHEXIDINA Gel 2% é um antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-positivas e gram-negativas (inclusive Pseudomonas), fungos, leveduras e alguns dermatófilos. Sua viscosidade permite que o produto não escorra no momento da aplicação, permanecendo dentro da cavidade dental.

Composição:

Digluconato de Clorhexidina 2%, metilparabeno, propilenoglicol, hidroxietilcelulose e água purificada.

Modo de uso:

1. Preencher todo o canal com o gel a 2% e instrumentar de acordo com a necessidade;
2. Remova o excesso e seque a cavidade com jato de ar.

Precauções:

1. Evite a ingestão do produto;
2. Evite o contato do produto com a língua e regiões da boca. Pode causar manchar nos dentes, línguas e restaurações e alteração transitória do paladar;
3. Não utilizar as ponteiros para aplicar o produto diretamente no paciente. Colocar o material em outro reservatório e fazer a aplicação com instrumento esterilizado;
4. Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido;
5. Não usar em pacientes que apresentam sensibilidade conhecida à Clorhexidina.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar em local limpo, seco, protegido da luz direta do sol.

Validade:

24 meses.

Presentación:

2 jeringas con 3 g y 6 punteras.

Indicación:

Recomendado para la desinfección de la preparaciones cavitarias, de las coronas e incrustaciones (Inlays).

Descripción del Producto:

LA CLORHEXIDINA GEL 2% es un antiséptico con actividad antibacteriana con eficacia para gram positivas y gram negativas (inclusive Pseudomonas), hongos, levaduras y algunos dermatófilos. Su viscosidad no deja que se drene el producto en el momento de la aplicación, permaneciendo así dentro de la cavidad dental.

Composición:

Digluconato de Clorhexidina 2%, metilparabeno, propilenoglicol, hidroxietilcelulosa y el agua purificada.

Modo de uso:

1. Rellene todo el canal con el gel a 2% e instrumentar de acuerdo a la necesidad.
2. Quite el exceso y seque la cavidad con el chorro de aire.

Precauciones:

1. Evite el consumo del producto;
2. Evite el contacto de lengua y otras partes bucales. Puede causar punto en los dientes, en la lengua y las restauraciones, y alteración transitoria del paladar;
3. No utilizar los bicos para la aplicación directa del producto en el paciente. Poner el material en otro depósito y proceder a la aplicación con instrumento esterizado;
4. Observar la fecha de caducidad del producto antes del consumo;
5. No utilizar en los pacientes que tengan sensibilidad manifiesta a la Clorhexidina.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacene en local limpo, seco, protegido de la luz directa del sol.

Validez:

24 meses.