

CUNHA ANATÔMICA

CUÑA ANATÔMICA

ANATOMICAL WEDGES

APRESENTAÇÃO:

Embalagem com 100 unidades sortidas.

DESCRIÇÃO:

As cunhas de madeira possuem um lado mais fino que é inserido entre os dentes, se adaptando perfeitamente ao contorno interdental. A extremidade quadrada facilita a inserção da cunha.

INDICAÇÃO:

As cunhas de madeira são indicadas para uso geral, em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes.

COMPOSIÇÃO:

Madeira e pigmento.

MODO DE USO:

1. Selecionar a cunha desejada;
2. Inserir a cunha no espaço interproximal;
3. Realizar o procedimento restaurativo;
4. Retirar a cunha e descartá-la.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Uso profissional. Isolar o campo operatório antes de seu uso. Produto de uso único, proibido reprocessar. Produto descartável. Respeitar o prazo de validade.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Manter o produto ao abrigo da chuva e da luz solar direta. Temperatura: inferior a 60 °C. Umidade: inferior a 95 UR.

MODO DE DESCARTE:

Descartar como lixo hospitalar.

PRESENTACIÓN:

Embalaje con 100 unidades sortidas.

DESCRIPCIÓN:

Las cuñas de madera tienen un lado más fino que se introduce entre los dientes, adaptándose perfectamente al contorno interdental. El extremo cuadrado facilita la inserción de la cuña.

INDICACIÓN:

Las cuñas de madera son indicadas para uso general, en procedimientos restauradores con la función mecánica de adaptar la matriz y/o alejar dientes adyacentes.

COMPOSICIÓN:

Madera y pigmento.

MODO DE USO:

1. Seleccionar la cuña deseada;
2. Inserir la cuña en el espacio interproximal;
3. Realizar el procedimiento restaurativo;
4. Retirar la cuña y descartarla.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Uso profesional. Aislar el campo operatorio antes del uso. Producto de un solo uso, el reprocesamiento está prohibido. Producto desechable. Respetar la fecha de caducidad.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Conservar al envase en un lugar limpio y protegido de la luz solar directa. Temperatura: inferior a 60 °C. Humedad: inferior a 95 UR.

MODO DE DESCARTE:

Desecar como residuos hospitalarios.

PRESENTATION:

Package with 100 assorted units.

DESCRIPTION:

The wooden wedges have a thinner side that is inserted between the teeth, adapting perfectly to the interdental contour. The square end facilitates the insertion of the wedge.

INDICATION:

Wooden interdental wedges are recommended for general use in restorative procedures having a mechanical function in adapting the matrix and/or removing adjacent teeth.

COMPOSITION:

Wood and pigment.

MODE OF USE:

1. Select the desired wedge;
2. Insert a space in the inter-proximal space;
3. Conduct the restorative procedure;
4. Remove the wedge and throw it away.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Professional use. Isolate the operative field before use. Single-use product, reprocessing is prohibited. Disposable product. Respect the expiration date.

STORAGE AND TRANSPORT:

Keep the product away from rain and direct sunlight. Temperature: below 60 °C. Humidity: below 95 UR.

DISPOSAL:

Dispose of as hospital waste.



Fabricante | Manufacturer:
Maquira Indústria de Produtos Odontológicos S.A.
CNPJ: 05.823.205/0001-90
Endereço | Dirección | Address:
Av. Melvin Jones, 773 | Pq. Ind. Bandeirantes
Maringá - PR | 87070-030 | Brasil
Resp. Técnico | Technical Resp.:
Cristiane Furlan | CBF - PR: 14.038
Reg. ANVISA Nº: 80322400097

SAP:
Atendimento ao cliente
Atención al cliente
Customer service:
0800 726 5848
sap@maquira.com.br

Simbologia | Simbologia | Symbology

	Fabricante. Manufacturer.
	Número de catálogo. Número del catálogo. Catalogue Number.
	Código do lote. Código del lote. Batch code.
	Manter seco. Mantener seco. Keep dry.
	Manter afastado de luz solar. Mantener alejado de la luz solar. Keep away from sunlight.
	Validade. Validez. Use-by date.
	Consultar as instruções para utilização. Consulte las instrucciones de uso. Consult instructions for use.
	Limite superior de temperatura. Limite superior de temperatura. Upper temperature limit.
	Não reutilizar. No lo reutilice. Do not re-use.