

Content:

2 Syringes with 3 g and 6 tips.

Description:

EDTA is generally accepted as the most effective chelating agent. When it is placed inside the pulp cavity, it acts on the dentinal walls, demineralizing them and making them less resistant to the action of endodontic instruments, which facilitates the preparation of the canal. It also removes effectively the smear layer, increasing the dentin permeability.

Indication:

EDTA is used to enlarge root canals, remove the smear layer and prepare the dentin wall for the adhesion of filling materials.

Composition:

EDTA, sodium hydroxide, thickener and purified water.

How to Use:

1. Place small amount of trisodium EDTA gel with the aid of the plastic tip at the entrance to the start of the root canal instrumentation;
2. Wait 2-3 minutes for the product starts to work and so do the instrumentation;
3. After 5 to 7 minutes the product will diminish its effect, because it reacted with dentin and neutered. Keep the canal wetted with the product during the surgery;
4. At the end of the procedure, flush the canal with an irrigating solution of sodium hypochlorite.

Precautions:

For professional use only.

Keep out of reach of children.

Do not use the product if it is expired.

Do not ingest, if it occurs seek medical advice.

Storage and Transportation Conditions:

Store the package in a clean place, away from direct sunlight, at a temperature up to 30 °C and humidity up to 75 UR.

Validity:

24 months.

maquira

EDTA
Trissódico Gel 24%

Simbologia | Symbology | Simbología

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.		
	Manter seco. Mantener seco. Keep dry.		Ler as instruções de uso. Leer las instrucciones de uso. Read the instructions of use.
	Manter ao abrigo do sol. Mantener al abrigo del sol. Keep sheltered from sunlight.		Limite superior de temperatura. Límite superior de temperatura. Upper temperature limit.



MADE IN BRAZIL

maquira[®]
Dental Group**Fabricante | Manufacturer:**

Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Endereço | Dirección | Address:

Av. Melvin Jones, 773

Pq. Ind. Bandeirantes

Maringá - PR | 87070-030 | Brasil

Resp. Técnico | Technical Resp.:

Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038

Reg. ANVISA Nº: 80322400051

**SAP:**

Atendimento ao cliente

Atención al cliente

Customer service

0800 726 5848

sap@maquira.com.br

0403024 - rev. 05

Conteúdo:

2 Seringas com 3 g e 6 ponteiros.

Descrição:

O EDTA é geralmente aceito como o mais efetivo agente quelante. Quando colocado no interior da cavidade pulpar, age sobre as paredes dentinárias, desmineralizando-as e tornando-as menos resistente à ação dos instrumentos endodônticos, o que facilita o preparo do canal. Remove ainda de forma eficiente, a lama dentinária, aumentando a permeabilidade da dentina.

Indicação:

O EDTA é usado para alargar canais radiculares, remover o smear layer (lama dentinária) e preparar a parede dentinária para a adesão de materiais obturadores.

Composição:

EDTA, hidróxido de sódio, espessante e água purificada.

Modo de uso:

1. Colocar pequena quantidade de EDTA Trissódico Gel com auxílio da ponteira plástica na entrada do conduto radicular ao iniciar a instrumentação;
2. Aguardar de 2 a 3 minutos para que o produto comece a agir e assim fazer a instrumentação;
3. Após 5 a 7 minutos o produto vai diminuindo seu efeito, pois reagiu com a dentina e se neutralizou. Manter o canal umedecido com o produto durante o processo operatório;
4. Ao término do procedimento, enxaguar o canal com uma solução irrigadora de hipoclorito de sódio.

Precauções:

Produto de uso exclusivamente profissional.
Manter fora do alcance de crianças.
Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.
Não ingerir, caso ocorra procure ajuda médica.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar a embalagem em local limpo e ao abrigo da luz solar direta, em temperatura até 30 °C e umidade até de 75 UR.

Validade:

24 meses.

Presentación:

2 Jeringas con 3 g y 6 punteras.

Descripción:

EDTA es generalmente aceptado como el más efectivo agente quelante. Cuando colocado en el interior de la cavidad pulpar, actúa sobre las paredes dentinarias, desmineralizándolas y tornándolas menos resistente a la acción de los instrumentos endodónticos, lo que facilita la preparación de los canales. Remueve, aun de forma eficiente, el barro dentinario, aumentando la permeabilidad de la dentina.

Indicación:

EDTA es usado para ampliar canales radiculares, remover el smear layer (barro dentinario) y preparar la pared dentinaria para la adhesión de materiales obturadores.

Composición:

EDTA, hidróxido sódico, espesante y agua purificada.

Modo de Uso:

1. Coloque una pequeña cantidad de gel de EDTA trisódico con la ayuda de la punta de plástico en la entrada del inicio de la instrumentación del conducto radicular;
2. Esperar 2-3 minutos para que el producto comienza a trabajar y también lo hacer la instrumentación;
3. Después de 5 a 7 minutos, el producto disminuye su efecto, ya que reacciona con la dentina y castrados. Mantener el canal humedecido con el producto durante la cirugía;
4. Al final del procedimiento, limpiar el canal de riego con una solución de hipoclorito de sodio.

Precauciones:

Producto de uso exclusivamente profesional.
Mantenga lejos del alcance de los niños.
No utilice el producto con el plazo de validez vencido.
No ingiera, caso ocurra busque ayuda médica.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacenar en un lugar limpio, lejos de la luz solar directa, a una temperatura de hasta 30 °C y una humedad de hasta 75 UR.

Validez:

24 meses.