

Content:

Bottle with 20 mL.

Product description:

EDTA is generally accepted as the most effective chelating agent. When it is placed inside the pulp cavity, it acts on the dentinal walls, demineralizing them and making them less resistant to the action of endodontic instruments, which facilitates the preparation of the canal. It also removes effectively the smear layer, increasing the dentin permeability.

Indication:

EDTA is used to enlarge root canals, remove smear layer and prepare the dentin wall for filling materials.

Composition:

17% disodium EDTA, sodium hydroxide, purified water.

How to Use:

1. For an effective removal of organic and inorganic components of the smear layer, the canal must be irrigated with 1 or 2 drops of 17% TRISODIUM EDTA.
2. Wait 2-3 minutes to start instrumentation.
3. After 5-6 minutes the product decreases its effect as already reacted with the dentin and are neutralized.
4. Irrigate the canal again and repeat the process according to need.
5. Keep the canal moistened with the product during the whole procedure.
6. Finishing the instrumentation, irrigate the canal using an irrigating solution, such as sodium hypochlorite.

Precautions:

For professional use only.
Keep out of reach of children.
Do not use the product if it is expired.
Do not ingest, if it occurs seek medical advice.

Storage and Transportation Conditions:

Store the package in a clean place, away from direct sunlight, at a temperature up to 30 °C and humidity up to 75 UR.

Validity:

24 months.

maquira

EDTA
Trissódico Solução

Simbologia | Symbology | Simbología

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.		
	Manter seco. Mantener seco. Keep dry.		Ler as instruções de uso. Leer las instrucciones de uso. Read the instructions of use.
	Manter ao abrigo do sol. Mantener al abrigo del sol. Keep sheltered from sunlight.		Límite superior de temperatura. Límite superior de temperatura. Upper temperature limit.



MADE IN BRAZIL

maquira[®]
Dental Group**Fabricante | Manufacturer:**

Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.
CNPJ: 05.823.205/0001-90

Endereço | Dirección | Address:

Av. Melvin Jones, 773
Pq. Ind. Bandeirantes
Maringá - PR | 87070-030 | Brasil

Resp. Técnico | Technical Resp.:

Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038
Reg. ANVISA N°: 80322400049

**SAP:**

Atendimento ao cliente
Atención al cliente
Customer service
0800 726 5848
sap@maquira.com.br

0403023 - rev. 08

Conteúdo:

Frasco com 20 mL.

Descrição do Produto:

O EDTA é geralmente aceito como o mais efetivo agente quelante. Quando colocado no interior da cavidade pulpar, age sobre as paredes dentinárias, desmineralizando-as e tornando-as menos resistente à ação dos instrumentos endodônticos, o que facilita o preparo do canal. Remove ainda de forma eficiente, a lama dentinária, aumentando a permeabilidade da dentina.

Indicação:

O EDTA é usado para alargar canais radiculares, remover o smear layer (lama dentinária) e preparar a parede dentinária para a adesão de materiais obturadores.

Composição:

EDTA dissódico 17%, Hidróxido de sódio, água purificada.

Modo de uso:

1. Para uma remoção efetiva dos componentes orgânicos e inorgânicos do smear layer, o canal deve ser irrigado com 1 a 2 gotas de EDTA TRISSÓDICO a 17%.
2. Aguarde de 2 a 3 minutos para iniciar a instrumentação.
3. Após 5 a 6 minutos o produto diminui seu efeito, pois já reagiu com a dentina e se neutralizou.
4. Irrigar novamente o canal e repetir a operação de acordo com a necessidade.
5. Manter o canal umedecido com o produto durante todo o procedimento.
6. Finalizada a instrumentação, irrigar o canal utilizando uma solução irrigadora, como por exemplo solução de hipoclorito de sódio.

Precauções:

Produto de uso exclusivamente profissional.
Manter fora do alcance de crianças.
Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.
Não ingerir, caso ocorra procure ajuda médica.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar a embalagem em local limpo e ao abrigo da luz solar direta, em temperatura até 30 °C e umidade até de 75 UR.

Validade:

24 meses.

Presentación:

Botella con 20 mL.

Descripción del producto:

EDTA es generalmente aceptado como el más efectivo agente quelante. Cuando colocado en el interior de la cavidad pulpar, actúa sobre las paredes dentinarias, desmineralizándolas y tornándolas menos resistente a la acción de los instrumentos endodónticos, lo que facilita la preparación de los canales. Remueve, aun de forma eficiente, el barro dentinario, aumentando la permeabilidad de la dentina.

Indicación:

EDTA es usado para ampliar canales radiculares, remover el smear layer (barro dentinario) y preparar la pared dentinaria para la adhesión de materiales obturadores.

Composición:

EDTA disódico 17%, Hidróxido de sodio, agua purificada.

Modo de Uso:

1. Para una remoción efectiva de los componentes orgánicos y inorgánicos del barro dentinario, el canal debe ser irrigado con 1 o 2 gotas de EDTA TRISÓDICO a 17%.
2. Esperar 2-3 minutos para iniciar la instrumentación.
3. Después de 5-6 minutos, el producto disminuye su efecto como ya se hace reaccionar con la dentina y son neutralizados.
4. Riegue el canal de nuevo y repita el proceso según las necesidades.
5. Mantener el canal humedecido con el producto durante todo el procedimiento.
6. Después de la terminación de la instrumentación, irrigar el canal utilizando una solución de irrigación, tal como hipoclorito de sodio.

Precauciones:

Producto de uso exclusivamente profesional.
Mantenga lejos del alcance de los niños.
No utilice el producto con el plazo de validez vencido.
No ingiera, caso ocurra busque ayuda médica.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacenar el envase en un lugar limpio, alejado de la luz solar directa, a una temperatura de hasta 30 °C y una humedad de hasta 75 UR.

Validez:

24 meses.