

Content: Bottle with 10 mL.

Description of the product: Eucalyptol is a colorless oily or light-yellow liquid with a faint characteristic aroma of camphor and a pungent and refreshing taste of camphor. It is completely insoluble in water. It is readily soluble in ethanol at 70%. It is miscible in absolute alcohol and fatty oils.

Indication: Eucalyptol is indicated as a solvent of gutta-percha cones, assisting in the removal of obturators from the root canal.

Composition: Eucalyptol.

Precautions:

● Surgeon-dentist use only. ● The product is manufactured to be used only according to the instructions for use. Separate use is the sole and exclusive responsibility of the professional who uses it. ● Use PPE when handling the product, including protective gloves and goggles. It is recommended that patients also wear protective eyewear. ● It is recommended that absolute isolation from the operating field be used when handling this product. ● Avoid contact of the product with eyes and skin. ● Do not ingest. ● In case of allergic reaction, stop using immediately. If necessary, seek medical advice. ● Do not use the product out of date. ● Keep out of reach of children. ● Single-use product. ● Dispose off after use. ● Reprocessing prohibited. ● Nonsterile.

How to use: 1. Initially perform the absolute isolation of the operative field in order to protect the patient from contact and absorption of the product by the mucosa. 2. Apply a drop of Eucalyptol at the entrance of the root canals and wait approximately 5 minutes for the product to soften the gutta-percha cone. 3. Remove the gutta-percha cone little by little, with the help of an endodontic file. 4. Reapply the product and repeat the process as many times as necessary. 5. For best results use the pure Eucalyptol.

Storage and Transportation Conditions: Always store the product in a clean, dry place, in its original closed packaging to avoid volatilization of the product, under temperature below 30 °C. Protect from direct sunlight.

Contraindications: Do not use in patients with hypersensitivity to the components of the product.

Validity: The expiration date on the packaging represents the maximum period for use of the product. Do not use after the expiration date.

maquira

EUCALIPTOL

Simbologia | Symbology | Simbología

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.
	Manter seco. Mantener seco. Keep dry.
	Manter ao abrigo do sol. Mantener al abrigo del sol. Keep sheltered from sunlight.
	Límite superior de temperatura. Límite superior de temperatura. Upper temperature limit.
	Ler as instruções de uso. Leer las instrucciones de uso. Read the instructions of use.



MADE IN BRAZIL

maquira[®]
Dental Group

Fabricante | Manufacturer:
Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Endereço | Dirección | Address:

Av. Melvin Jones, 773

Pq. Ind. Bandeirantes

Maringá - PR | 87070-030 | Brasil

Resp. Técnico | Technical Resp.:

Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038

Reg. ANVISA N°: 80322400014

**SAP:**

Atendimento ao cliente

Atención al cliente

Customer service

0800 726 5848

sap@maquira.com.br

0403011 - rev. 06

Conteúdo: Frasco com 10 mL.

Descrição do Produto: O Eucaliptol é um líquido oleaginoso incoloro ou amarelo claro com aroma característico de cânfora e um sabor pungente e refrescante de cânfora. Completamente insolúvel em água, facilmente solúvel em etanol a 70%, miscível em álcool absoluto e óleos gordurosos.

Indicação: Eucaliptol é indicado como solvente de cones de guta-percha, auxiliando na remoção de obstrução de canais radiculares.

Composição: Eucaliptol.

Advertências e Precauções:

● Uso exclusivo do cirurgião-dentista. ● O produto é fabricado para ser utilizado somente conforme exposto nas instruções de uso. Uso de forma distinta é de única e exclusiva responsabilidade do profissional que a utilize. ● Use EPI ao manusear o produto, incluindo luvas e óculos de proteção. ● Recomenda-se que os pacientes também utilizem óculos de proteção. ● Recomenda-se a utilização de isolamento absoluto do campo operatório ao manipular este produto. ● Evite contato do produto com olhos e pele. ● Não ingerir. ● Em caso de reações alérgicas suspender o uso imediatamente. Se necessário buscar orientação médica. ● Não utilizar o produto fora do prazo de validade. ● Manter longe do alcance de crianças. ● Produto de uso único, descartar após o uso. ● Proibido reprocessar. ● Não estéril.

Modo de uso: 1. Inicialmente realizar o isolamento absoluto do campo operatório, a fim de proteger o paciente de contato e absorção do produto pela mucosa; 2. Aplicar uma gota de Eucaliptol na entrada dos canais radiculares e aguardar aproximadamente 5 min., para que o produto amoleça o cone de guta-percha; 3. Remova o cone de guta-percha aos poucos, com auxílio de uma lima endodôntica; 4. Reaplicar o produto e repetir o processo quantas vezes forem necessárias; 5. Para melhores resultados utilizar o Eucaliptol puro.

Condições de Armazenamento e Transporte: Armazenar o produto sempre em local limpo, seco, em sua embalagem original fechada para evitar volatilização do produto, sob temperatura inferior a 30 °C. Proteger da incidência direta da luz solar.

Contraindicações: Não utilizar em pacientes com hipersensibilidade aos componentes do produto.

Validade: A data de validade que consta na embalagem representa o prazo máximo para utilização do produto. Não usar após o prazo de validade.

Contenido: Frasco con 10 mL.

Descripción del Producto: Eucaliptol es un líquido oleaginoso incoloro o amarillo claro con aroma característico de alcanfor y un sabor pungente y refrescante de alcanfor. Completamente insoluble en agua, fácilmente soluble en etanol a 70%. Miscible en alcohol absoluto y aceites grasos.

Indicación: Eucaliptol es indicado como disolvente para los conos de gutapercha, ayudando a eliminar el taponamiento de los conductos radiculares.

Composición: Eucaliptol.

Advertencias y Precauciones:

● Uso exclusivo del cirujano-dentista. ● El producto se fabrica para ser utilizado únicamente según las instrucciones de uso. El uso por separado es responsabilidad única y exclusiva del profesional que lo utiliza. ● Use el EPP cuando manipule el producto, incluyendo guantes y gafas protectoras. Se recomienda que los pacientes también usen gafas protectoras. ● Se recomienda utilizar un aislamiento absoluto del campo operativo cuando se manipula este producto. ● Evite el contacto del producto con los ojos y la piel. ● No ingerir. ● En caso de reacciones alérgicas, deje de usarlo inmediatamente. ● Si es necesario, busque consejo médico. ● No utilice el producto fuera de la fecha de caducidad. ● Manténgase fuera del alcance de los niños. ● Producto de un solo uso, desechare después de su uso. ● Prohibido el reprocesamiento. ● No es estéril.

Modo de uso: 1. Inicialmente se realiza el aislamiento absoluto del campo operatorio para proteger al paciente del contacto y la absorción del producto por la mucosa; 2. Aplique una gota de Eucaliptol en la entrada de los conductos radiculares y espere aproximadamente 5 minutos para que el producto ablande el cono de gutapercha; 3. Retire el cono de gutapercha poco a poco, con la ayuda de una lima endodóntica; 4. Vuelva a aplicar el producto y repita el proceso tantas veces como sea necesario; 5. Para obtener mejores resultados, use Eucaliptol puro.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte: Almacene siempre el producto en un lugar limpio y seco, en su embalaje original sin abrir, para evitar la volatilización del producto, a menos de 30 °C. Proteger de la luz solar directa.

Contraindicaciones: No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del producto.

Validez: La fecha de caducidad que figura en el envase representa el período máximo de utilización del producto. No utilizar después de la fecha de caducidad.