

Content:

Bottle with 20 mL.

Description of the product:

Eugenol is a colorless or yellow oily liquid of strong carnation aroma and spicy flavor. The zinc oxide and eugenol pastes have good biological compatibility, which might influence the repair of the pulp organ as well as the surgical wounds. It is a little soluble in water and completely soluble in alcohol, ether, fixed oils, and glacial acetic acid.

Indication:

Eugenol is used in the composition of several dentistry products, such as in zinc oxide-eugenol pastes, with the formation of cement sealer and in temporization cements, with analgesic and antiseptic functions.

Composition:

Eugenol.

How to use:

Add eugenol in appropriate proportions to the zinc oxide until it becomes a paste. The process requires vigorous and prolonged spatulation. A relationship powder/liquid of 3:1 or 4:1 must be used to obtain maximum resistance.

Precautions:

Professional use only.
Avoid the contact with eyes, mucosae and skin.
Keep the product out of reach of children.
Do not use the product with expired shelf life.
Do not ingest. If this happens, seek a doctor aid.
Not sterile.

Contraindication:

It is contraindicated in the cases of biopulpectomy, for it may cause pulp necrosis.
Do not use it if allergy is shown to the product.

Interactions:

Do not use in combination with resins and glass ionomers, for it might inhibit the curing and the adhesion of these materials.

Conditions for storage and transportation:

Store tightly closed in a clean, dry place, protected from light at a temperature below 30 °C and humidity less than 75 UR.

maquira

EUGENOL

Simbologia | Symbology | Simbología

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.
	Mantener seco. Mantener seco. Keep dry.
	Mantener al abrigo del sol. Keep sheltered from sunlight. Manter ao abrigo do sol.
	Limite superior de temperatura. Límite superior de temperatura. Upper temperature limit.



MADE IN BRAZIL

maquira[®]
Dental Group**Fabricante | Manufacturer:**

Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Endereço | Dirección | Address:

Av. Melvin Jones, 773
Pq. Ind. Bandeirantes
Maringá - PR | 87070-030 | Brasil

Resp. Técnico | Technical Resp.:

Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038

Reg. ANVISA N°: 80322400015**SAP:**

Atendimento ao cliente
Atención al cliente
Customer service
0800 726 5848
sap@maquira.com.br

0403009 - rev. 06

Eugenol

maquira

PORTUGUÊS

Conteúdo:

Frasco com 20 mL.

Descrição do Produto:

O Eugenol é um líquido oleaginoso incolor ou amarelo, de odor forte e aromático de cravo e sabor picante. Nas pastas de óxido de zinco e eugenol tem boa compatibilidade biológica, o que pode influenciar a reparação tanto do órgão pulpar como das feridas cirúrgicas. Pouco solúvel em água e completamente solúvel no álcool, éter, clorofórmio, óleos fixos e ácido acético glacial.

Indicação:

O Eugenol é utilizado na composição de vários produtos odontológicos, como nas pastas de óxido de zinco eugenólicas, com a formação de cimentos endodônticos e em cimentos restauradores provisórios, com a função de analgésico e antisséptico.

Composição:

Eugenol.

Modo de uso:

Adicione em proporções adequadas o eugenol ao óxido de zinco até formar uma pasta. O processo exige espatulação vigorosa e prolongada. Uma relação pó/líquido de 3:1 ou 4:1 deve ser utilizada para obter resistência máxima.

Precauções:

Produto de uso exclusivamente profissional.

Evitar o contato com olhos, mucosas e pele.

Manter fora do alcance de crianças.

Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.

Não ingerir, caso ocorra procure ajuda médica.

Não estéril.

Contraindicações:

Contra-indicado nos casos de biopulpectomia, pois pode levar a necrose pulpar. Não utilizar em caso de alergia comprovada ao produto.

Interações:

Não utilizar em associação com resinas e ionômeros de vidro, pois pode inibir a polimerização e a adesão destes materiais.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar bem fechado em local limpo, seco e ao abrigo da luz em temperatura inferior a 30 °C e umidade inferior a 75 UR.

Eugenol

maquira

ESPAÑOL

Contenido:

Frasco con 20 mL.

Descripción del Producto:

Eugenol es un líquido oleaginoso incoloro o amarillo, de olor fuerte y aromático de clavel y sabor picante. En las pastas de óxido de zinc y eugenol hay buena compatibilidad biológica, lo que puede influir la reparación tanto del órgano pulpar como de las heridas quirúrgicas. Poco soluble en el agua y completamente soluble en alcohol, éter, cloroformo, aceites fijos y en ácido acético glacial.

Indicación:

Eugenol es indicado en la composición de varios productos odontológicos, como en las pastas de óxido de zinc eugenólicas, con la formación de cementos endodónticos y en cementos restauradores provisionales, con la función de analgésico y antiséptico.

Composición:

Eugenol

Modo de uso:

Adicione en proporciones adecuadas el eugenol al óxido de zinc hasta formar una pasta. El proceso exige espatulación vigorosa y prolongada. Una relación polvo/líquido de 3:1 ó 4:1 debe ser utilizada para obtener resistencia máxima.

Precauciones:

Producto de uso exclusivamente profesional.

Evite el contacto con los ojos, mucosas y piel.

Mantenga fuera del alcance de niños.

No utilice el producto con plazo de validez vencido.

No ingiera, caso ocurra busque ayuda médica.

No estéril.

Contraindicaciones:

Contraindicado en los casos de biopulpectomia, pues puede llevar a necrosis pulpar. No utilice en caso de alergia comprobada al producto.

Interacciones:

No utilice en asociación con resinas e ionómeros de vidrio, pues puede inhibir la polimerización y la adhesión de estos materiales.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Conservar bien cerrado en lugar limpio, seco y protegido de la luz, a temperatura inferior a 30 °C y humedad inferior a 75 UR.