

Fill canal - Cement for root canal filling

Indication:
It is indicated for root canal filling.

Specifications and technical characteristics of the product:
Fill Canal is a material for root canal filling that acts by the reaction between its main componets: Zinc Oxide (powder) and Eugenol (líquido). Fill Canal presents essential characteristics for an endodontic cement: good tolerance by the tissues, radiopacity and impermeability. Fill Canal has extra fine granulation, allowing an homogeneous and creamy mixture, without clots.

Composition:
Powder: Hydrogen Resin, Bismuth Subcarbonate, Barium Sulfate and Sodium Borate.
Liquid: Eugenol and Sweet Almond oil.

Validity:
3 years from manufacture date.

Contraindications:
The product is contraindicated for patients with hypersensitivity to any component of the formulation.

Instructions for use:
1. Select the Guta Percha (or Silver) point convenient for the case; **2.** Pour 3 (three) drops of the liquid over a plaque for mixing process. **3.** Gradually, add powder to the liquid till you get such a consistency that, when lifting the mixture with a spatula, a cement thread is formed and breaks when reaches approximately 2cm length. **4.** After that, involve the Guta Percha point with the cement and take it inside the root canal for its filling, according to the conventional endodontic techniques.
NOTE: Fill Canal can be dissolved in Ether, Xilol and Chloroform.

Special warnings and cautions:
Contains eugenol. Avoid long contact with skin and eyes. In case of accidental contact, wash the affected area thoroughly. In case of eye contact, search for medical care. May cause allergic reactions in sensitive people. In case of history of allergy to essential oils, stop usage. Exclusive for dentist's use.

Storage:
Keep the product at a temperature from 15 °C (59 °F) until 30 °C (86 °F). Keep away from heat and humidity.

maquira

FILL CANAL

Cimento para obturação de canais radiculares

Simbologia | Simbología | Symbology

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.		
	Manter seco. Mantener seco. Keep dry.		Ler as instruções de uso. Leer las instrucciones de uso. Read the instructions of use.
	Manter ao abrigo do sol. Mantener al abrigo del sol. Keep sheltered from sunlight.		Limites de temperatura. Limites de temperatura. Temperature limit.

 MADE IN BRAZIL 

 **Fabricante | Manufacturer:**
Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.
CNPJ: 05.823.205/0001-90
Endereço | Dirección | Address:
Av. Melvin Jones, 773
Pq. Ind. Bandeirantes
Maringá - PR | 87070-030 | Brasil
Resp. Técnico | Technical Resp.:
Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038
Reg. ANVISA N°: 80322400128

 **SAP:**
Atendimento ao cliente
Atención al cliente
Customer service
0800 726 5848
sap@maquira.com.br

Fill canal - Cement for root canal filling

Indication:
It is indicated for root canal filling.

Specifications and technical characteristics of the product:
Fill Canal is a material for root canal filling that acts by the reaction between its main componets: Zinc Oxide (powder) and Eugenol (líquido). Fill Canal presents essential characteristics for an endodontic cement: good tolerance by the tissues, radiopacity and impermeability. Fill Canal has extra fine granulation, allowing an homogeneous and creamy mixture, without clots.

Composition:
Powder: Hydrogen Resin, Bismuth Subcarbonate, Barium Sulfate and Sodium Borate.
Liquid: Eugenol and Sweet Almond oil.

Validity:
3 years from manufacture date.

Contraindications:
The product is contraindicated for patients with hypersensitivity to any component of the formulation.

Instructions for use:
1. Select the Guta Percha (or Silver) point convenient for the case; **2.** Pour 3 (three) drops of the liquid over a plaque for mixing process. **3.** Gradually, add powder to the liquid till you get such a consistency that, when lifting the mixture with a spatula, a cement thread is formed and breaks when reaches approximately 2cm length. **4.** After that, involve the Guta Percha point with the cement and take it inside the root canal for its filling, according to the conventional endodontic techniques.
NOTE: Fill Canal can be dissolved in Ether, Xilol and Chloroform.

Special warnings and cautions:
Contains eugenol. Avoid long contact with skin and eyes. In case of accidental contact, wash the affected area thoroughly. In case of eye contact, search for medical care. May cause allergic reactions in sensitive people. In case of history of allergy to essential oils, stop usage. Exclusive for dentist's use.

Storage:
Keep the product at a temperature from 15 °C (59 °F) until 30 °C (86 °F). Keep away from heat and humidity.

maquira

FILL CANAL

Cimento para obturação de canais radiculares

Simbologia | Simbología | Symbology

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.		
	Manter seco. Mantener seco. Keep dry.		Ler as instruções de uso. Leer las instrucciones de uso. Read the instructions of use.
	Manter ao abrigo do sol. Mantener al abrigo del sol. Keep sheltered from sunlight.		Limites de temperatura. Limites de temperatura. Temperature limit.

 MADE IN BRAZIL 

 **Fabricante | Manufacturer:**
Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.
CNPJ: 05.823.205/0001-90
Endereço | Dirección | Address:
Av. Melvin Jones, 773
Pq. Ind. Bandeirantes
Maringá - PR | 87070-030 | Brasil
Resp. Técnico | Technical Resp.:
Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038
Reg. ANVISA N°: 80322400128

 **SAP:**
Atendimento ao cliente
Atención al cliente
Customer service
0800 726 5848
sap@maquira.com.br

Fill canal - Cement for root canal filling

Indication:

It is indicated for root canal filling.

Specifications and technical characteristics of the product:

Fill Canal is a material for root canal filling that acts by the reaction between its main components: Zinc Oxide (powder) and Eugenol (liquid). Fill Canal presents essential characteristics for an endodontic cement: good tolerance by the tissues, radiopacity and impermeability. Fill Canal has extra fine granulation, allowing an homogeneous and creamy mixture, without clots.

Composition:

Powder: Hydrogen Resin, Bismuth Subcarbonate, Barium Sulfate and Sodium Borate.

Liquid: Eugenol and Sweet Almond oil.

Validity:

3 years from manufacture date.

Contraindications:

The product is contraindicated for patients with hypersensitivity to any component of the formulation.

Instructions for use:

1. Select the Guta Percha (or Silver) point convenient for the case; 2. Pour 3 (three) drops of the liquid over a plaque for mixing process. 3. Gradually, add powder to the liquid till you get such a consistency that, when lifting the mixture with a spatula, a cement thread is formed and breaks when reaches approximately 2cm length. 4. After that, involve the Guta Percha point with the cement and take it inside the root canal for its filling, according to the conventional endodontic techniques.

NOTE: Fill Canal can be dissolved in Ether, Xilol and Chloroform.

Special warnings and cautions:

Contains eugenol. Avoid long contact with skin and eyes. In case of accidental contact, wash the affected area thoroughly. In case of eye contact, search for medical care. May cause allergic reactions in sensitive people. In case of history of allergy to essential oils, stop usage. Exclusive for dentist's use.

Storage:

Keep the product at a temperature from 15 °C (59 °F) until 30 °C (86 °F). Keep away from heat and humidity.

maquira

FILL CANAL

Cimento para obturação de canais radiculares

Simbologia | Simbología | Symbology

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.		
	Mantener seco. Mantener seco. Keep dry.		Ler as instruções de uso. Leer las instrucciones de uso. Read the instructions of use.
	Mantener ao abrigo do sol. Mantener al abrigo del sol. Keep sheltered from sunlight.		Limites de temperatura. Limites de temperatura. Temperature limit.



Fabricante | Manufacturer:
Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.
CNPJ: 05.823.205/0001-90
Endereço | Dirección | Address:
Av. Melvin Jones, 773
Pq. Ind. Bandeirantes
Maringá - PR | 87070-030 | Brasil
Resp. Técnico | Technical Resp.:
Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038
Reg. ANVISA N°: 80322400128



SAP:
Atendimento ao cliente
Atención al cliente
Customer service
0800 726 5848
sap@maquira.com.br

0403097 - rev. 03

Fill canal - Cimento para obturação de canais radiculares

Indicação:

É indicado para obturação de canais radiculares.

Especificações e características técnicas do produto:

Fill Canal é um material para obturação de canais radiculares que funciona através da reação básica entre seus principais componentes: Óxido de Zinco (pó) e Eugenol (líquido). Fill Canal apresenta as características essenciais a um cimento endodôntico: boa tolerância dos tecidos, radiopacidade e impermeabilidade. Fill Canal é de finíssima granulação, proporcionando uma mistura homogênea, cremosa e sem grumos.

Composição:

Pó: Óxido de Zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio.
Líquido: Eugenol e Óleo de Amêndoas Doce.

Validade:

3 anos a partir da data de fabricação.

Contraindicações:

O produto está contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da formulação.

Modo de Usar:

1. Selecionar o cone de guta ou de prata adequado para o caso.
2. Dispensar 3 gotas do líquido na placa de mistura. 3. Adicionar pó ao líquido de forma gradativa até conseguir uma consistência tal que, ao colocar a espátula sobre a mistura e levantá-la, um fio de cimento irá formar-se e se romperá quando atingir um comprimento de aproximadamente 2 cm. 4. Em seguida, envolver totalmente o cone pelo cimento e levá-lo ao canal para sua obturação, de acordo com as técnicas endodônticas convencionais.

NOTA: Fill Canal é solúvel em éter, xilol e clorofórmio.

Advertências e cuidados especiais:

Contém eugenol. Evitar contato prolongado com a pele e olhos. Ocorrendo contato acidental, lavar imediatamente a área atingida com abundante quantidade de água. No caso de contato com os olhos, procurar assistência médica. Pode causar reações alérgicas em pessoas susceptíveis. Se existir conhecida alergia a óleos essenciais, descontinuar o uso. Uso exclusivo do cirurgião-dentista.

Armazenamento:

Mantém o produto em temperatura de 15 °C (59 °F) a 30 °C (86 °F).
Mantém ao abrigo do calor e umidade.

Fill canal - Cimento para obturación de conductos radiculares

Indicación:

Es indicado para obturación de conductos radiculares.

Especificaciones y características técnicas del producto:

Fill Canal es un material para obturación de conductos radiculares que funciona por medio de la reacción básica entre sus principales componentes: Óxido de Zinc (polvo) y Eugenol (líquido). Fill Canal presenta las características esenciales de un cemento endodóntico: buena tolerancia de los tejidos, radiopacidad y impermeabilidad. Fill Canal es de finísima granulación, proporcionando una mezcla homogénea, cremosa y sin grumos.

Composición:

Polvo: Óxido de Zinc, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bario e Borato de Sodio.
Líquido: Eugenol y Aceite de Almendras Dulces.

Validez:

3 años a partir de la fecha de fabricación.

Contraindicaciones:

El producto está contraindicado para pacientes con hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación.

Instrucciones de uso:

1. Seleccionar un cono de guta o plata adecuado al caso. 2. En una placa de vidrio echar 3 gotas de Fill Canal Líquido. 3. Adicionar gradualmente el polvo al líquido hasta obtener la consistencia ideal para empleo. Esta consistencia puede ser verificada colocándose la espátula sobre la mezcla y levantándosela verticalmente. Un hilo de cemento. debe se formar, rompiéndose cuando alcanzar aproximadamente 2 cm. 4. En seguida, con el cono totalmente envuelto por el cemento proceder a la obturación del conducto con las técnicas de la endodoncia convencionales.

NOTA: Fill Canal es soluble en éter, xilol e cloroformo.

Advertencias y cuidados especiales:

Contiene eugenol. Evitar contacto prolongada con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental, lavar la región afectada con gran cantidad de agua. En caso de contacto con los ojos, buscar asistencia médica. Puede causar reacciones alérgicas en personas susceptibles. En el caso de que exista una historia de alergia a aceites esenciales, descontinuar el uso. Uso exclusivo del dentista.

Almacenamiento:

Mantener en temperatura de 15 °C (59 °F) hasta 30 °C (86 °F).
Mantener al abrigo del calor y humedad.