

Content:

Bottle with 10mL.

Indication:

Gutta-Percha solvent.

Product description:

MAQUIRA Orange Oil is an essential oil extracted from the bark of sweet orange which is volatile and with pleasant odor. It has the ability to dissolve gutta-percha, zinc oxide cement and eugenol, with or without association. It is biocompatible, does not have deleterious effects on health, it is slightly soluble in water, but easily removed from inside of the channel by surfactant substances.

Composition:

Orange Essential Oil.

How to Use:

1. Start the process of restoration removal using the mechanical method.
2. Apply 1-2 drops of Orange Oil on the root canal and allow it to act during 5-10 minutes.
3. Introduce the tools to the apical foramen and remove all the filling material inside the channel.
4. After complete removal, use a surfactant solution to promote effective cleaning.

Precautions:

1. Product of professional use only.
2. In case of contact with the oral mucosa, a mild irritation may occur on the site. Remove with cotton and wash with water.
3. Do not use the product with the term of validity expired.
4. Keep out of reach of children.
5. Contraindicated in people sensitive to orange oil.

Conditions for Transportation and Storage:

Store hermetically sealed in a clean, dry and light-protected place.

maquira

ÓLEO DE LARANJA

Simbologia | Symbology | Simbología

	Ler as instruções de uso Leer las instrucciones de uso Read the instructions of use
	Manter seco Mantener seco Keep dry
	Manter ao abrigo do sol Mantener al abrigo del sol Keep sheltered from sunlight

	Consultar as informações dessegurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.
---	--



MADE IN BRAZIL

maquira[®]
Dental Group**Fabricante | Manufacturer:**

Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Endereço | Dirección | Address:

Av. Melvin Jones, 773

Pq. Ind. Bandeirantes

Maringá - PR | 87070-030 | Brasil

Resp. Técnico | Technical Resp.:

Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038

Reg. ANVISA N.º: 80322400025**SAP:**

Atendimento ao cliente

Atención al cliente

Customer service

0800 726 5848

sap@maquira.com.br

0403013 - rev. 06

Conteúdo:

Frasco com 10mL.

Indicação:

Solvente de Gutta-Percha.

Descrição do produto:

O Óleo de Laranja MAQUIRA é um óleo essencial extraído da casca da laranja doce, sendo volátil e com odor agradável. Tem capacidade de dissolver a gutta-percha, cimento de óxido de zinco e eugenol, com ou sem associação. É biocompatível, não apresenta efeitos deletérios à saúde, pouco solúvel em água, porém facilmente removido do interior do canal por substâncias tensoativas.

Composição:

Óleo Essencial de Laranja.

Modo de Uso:

1. Iniciar o processo da remoção da restauração pelo método mecânico.
2. Aplicar 1-2 gotas do Óleo de Laranja sobre o canal radicular e deixar agir por 5-10 minutos.
3. Introduzir os instrumentos até o forame apical e remover todo o material obturador do interior do canal.
4. Após a completa remoção, utilizar uma solução tensoativa para promover uma limpeza eficaz.

Precauções:

1. Produto de uso exclusivamente profissional.
2. Em caso de entrar em contato com a mucosa oral, uma leve irritação poderá ocorrer no local. Remover com algodão e lavar com água.
3. Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.
4. Manter fora do alcance de crianças.
5. Contra-indicado para pessoas sensíveis ao óleo de laranja.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar hermeticamente fechado em local limpo, seco e ao abrigo da luz.

Contenido:

Frasco con 10mL.

Indicación:

Solvente de Gutapercha.

Descripción del producto:

El Aceite de Naranja MAQUIRA es un aceite esencial extraído de la cáscara de la naranja dulce, siendo volátil y con olor agradable. Tiene capacidad de disolver la gutapercha, cemento de óxido de cinc y eugenol, con o sin asociación. Es biocompatible, no presenta efectos deleterios a la salud, poco soluble en agua, sin embargo fácilmente removido del interior del canal por sustancias tensoactivas.

Composición:

Aceite Esencial de Naranja.

Modo de Uso:

1. Inicie el proceso de la remoción de la restauración por el método mecánico.
2. Aplique 1-2 gotas del Aceite de Naranja sobre el canal radicular y deje actuar por 5-10 minutos.
3. Introduzca los instrumentos hasta el foramen apical y remueva todo el material obturador del interior del canal.
4. Después de la completa remoción, utilice una solución tensoactiva para promover una limpieza eficaz.

Precauciones:

1. Producto de uso exclusivamente profesional.
2. En caso de entrar en contacto con la mucosa oral, una leve irritación podrá ocurrir en el local. Remueva con algodón y lave con agua.
3. No utilice el producto con el plazo de validez vencido.
4. Mantener fuera del alcance de niños.
5. Contra-indicado para personas sensibles al aceite de naranja.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacene herméticamente cerrado en local limpio, seco y al abrigo de la luz.