

Content:

Bottle with 20 mL.

Indication:

The CAMPHORATE PARAMONOCOLOROPHENOL is an antiseptic and analgesic product used as an intracanal medication (temporization).

Product description:

The CAMPHORATE PARAMONOCOLOROPHENOL is a colorless or pale yellow liquid with a camphor aroma. The presence of Phenol and Chlorine in its composition, providing antiseptic action and presenting a broad antimicrobial spectrum. Camphor is a vehicle and also decreases the irritant action of the phenolic derivative, resulting in a low-power aggression substance on the living tissue when used the shown concentration.

Composition:

Paramonochlorophenol, camphor, ethanol and purified water.

How to use:

1. Instrument and dry the root canal.
2. Soak a cotton ball in the product and dry it with a small cotton roll.
3. Place the dry cotton ball in the pulp cavity and close tightly with appropriate cement.
4. The estimated time of use is 24 to 48 hours. Then, remove the bandage and carry out root canal filling.

Precautions:

Product for dental surgeons use only.

Keep out of reach of children.

Do not use the product with expired expiration date.

Non-sterile.

This product is manufactured for dental use and should be handled according to instructions.

Transport and Storage Conditions:

Store tightly closed in a clean, cool place away from direct sunlight at a temperature between 5 °C and 30 °C.

Validity:

The product is valid for 24 months from the date of manufacture.

maquira

**PARAMONOCOLOROFENOL
CANFORADO**

Simbologia | Symbology | Simbología

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Consultar las informaciones de seguridad, peligros y precauciones. Consult the safety, danger and precautions information.
	Manter seco. Mantener seco. Keep dry.
	Ler as instruções de uso. Leer las instrucciones de uso. Read the instructions of use.
	Manter ao abrigo do sol. Mantener al abrigo del sol. Keep sheltered from sunlight.
	Limites de temperatura. Límites de temperatura. Temperature limits.



MADE IN BRAZIL

maquira[®]
Dental Group

Fabricante | Manufacturer:
Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Endereço | Dirección | Address:

Av. Melvin Jones, 773

Pq. Ind. Bandeirantes

Maringá - PR | 87070-030 | Brasil

Resp. Técnico | Technical Resp.:

Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038

Reg. ANVISA N°: 80322400103

**SAP:**

Atendimento ao cliente

Atención al cliente

Customer service

0800 726 5848

sap@maquira.com.br

0403028 - rev. 04

Conteúdo:

Frasco de 20 mL.

Indicação:

O PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO é utilizado como antisséptico e analgésico, sendo empregado como medicação intracanal (curativo de demora).

Descrição do Produto:

O PARÁMONOCLOROFENOL CANFORADO é um líquido incolor ou amarelo claro com aroma característico de cânfora. A presença de Fenol e Cloro na sua composição, lhe confere ação antisséptica e apresenta um amplo espectro antimicrobiano. A cânfora, além de servir como veículo, diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultando em uma substância de baixo poder de agressão aos tecidos vivos na concentração apresentada.

Composição:

Paramonoclorofenol, cânfora, etanol e água purificada.

Modo de uso:

1. Instrumentar e secar o canal radicular.
2. Embeber uma bolinha de algodão com o produto e seca-la com um pequeno rolo de algodão.
3. Colocar a bola de algodão seca no canal e fechar hermeticamente com cimento apropriado.
4. O tempo estimado de uso é de 24 à 48h. Após, remover o curativo e proceder a obturação do canal radicular.

Precauções:

Produto de uso exclusivamente do cirurgião-dentista.

Manter fora do alcance de crianças.

Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.

Não estéril.

Este produto foi fabricado para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar bem fechado em lugar limpo, fresco e ao abrigo da luz solar direta em temperatura entre 5 °C a 30 °C.

Validade:

O produto tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Contenido:

Frasco de 20 mL.

Indicación:

PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO es utilizado como antiséptico y analgésico, siendo empleado como medicación intracanal (curativo de demora).

Descripción del Producto:

PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO es un líquido incoloro o amarillo claro con aroma característico de alcanfor. La presencia de Fenol y Cloro en su composición, que proporciona acción antiséptica y presenta un amplio espectro antimicrobiano. El alcanfor, además de servir como medio, disminuye la acción irritante del derivado fenólico, resultando en una sustancia de bajo poder de agresión a los tejidos vivos en la concentración presentada.

Composición:

Paramonoclorofenol, alcanfor, etanol y agua purificada.

Modo de uso:

1. Instrumente y seque el canal radicular.
2. Embeba una bolita de algodón con el producto y séquela con un pequeño rollo de algodón.
3. Coloque la bolita de algodón seca en el canal y cierre herméticamente con cemento apropiado.
4. El tiempo estimado de uso es de 24 a 48h. Enseguida, remueva el curativo y proceda la obturación del canal radicular.

Precauciones:

Producto de uso exclusivamente del cirujano-dentista.

Mantenga fuera del alcance de niños.

No utilice el producto con el plazo de validez vencido.

No estéril.

Este producto fue fabricado para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacenar bien cerrado en un lugar limpio, fresco y protegido de la luz solar directa, a una temperatura entre 5 °C y 30 °C.

Validez:

El producto es válido por 24 meses a partir de la fecha de fabricación.