

TRICRESOL FORMALINA

m MADE IN BRAZIL **maquira®**
Dental Group

Fabricante | Manufacturer:
Maquira Indústria de Produtos
Odontológicos S.A.
CNPJ: 05.823.205/0001-90
Endereço | Dirección | Address:
Av. Melvin Jones, 773 | Pq. Ind. Bandeirantes
Maringá - PR | 87070-030 | Brasil
Resp. Técnico | Technical Resp.:
Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038
Reg. ANVISA N°: 80322400018

SAP:
Atendimento ao cliente
Atención al cliente
Customer service:
0800 726 5848
sap@maquira.com.br

Simbologia | Simbología | Symbology

	Fabricante. Manufacturer.
	Número de catálogo. Número del catálogo. Catalogue Number.
	Código do lote. Código del lote. Batch code.
	Manter afastado de luz solar. Mantener alejado de la luz solar. Keep away from sunlight.
	Validade. Validez. Use-by date.
	Consultar as instruções para utilização. Consulte las instrucciones de uso. Consult instructions for use.
	Manter seco. Mantener seco. Keep dry.
	Cuidado Caution Consultar as instruções de uso para informações preventivas importantes. Consultar las instrucciones de uso para obtener información preventiva importante. Consult instructions for use for important preventive information.

CONTEÚDO:
Frasco com 10 mL.

INDICAÇÃO:
O Tricresol Formalina é indicado em casos de necropulpectomia em que o canal radicular não foi instrumentado ou o foi parcialmente.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Esta solução é constituída por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador tecidual de pronunciada eficácia e um potente agente antimicrobiano, possui ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal radicular. Exerce efeito tanto pelo contato direto quanto à distância pela liberação de vapores ativos.

COMPOSIÇÃO:
Formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96° e água purificada.

MODO DE USO:
1. Seleciona-se uma mecha de algodão seca e esterilizada, de tamanho compatível com a câmara pulpar. Em seguida umedeça na solução de Tricresol Formalina.
2. Remova o excesso com o auxílio de gaze esterilizada e coloque na câmara pulpar para posterior selamento provisório.

PRECAUÇÕES:
Produto de uso exclusivamente profissional. Evitar o contato com olhos, mucosas e pele. Manter fora do alcance de crianças. Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido. Não ingerir, caso ocorra procure ajuda médica. Não esteril.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:
Armazenar hermeticamente fechado em local limpo, seco e ao abrigo da luz.

VALIDADE:
24 meses.

CONTENIDO:
Frasco com 10 mL.

INDICACIÓN:
Tricresol Formalina es indicado en casos de necropulpectomia en que el canal radicular no fue instrumentado o lo fue parcialmente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Esta solución es constituida por una mezcla de cresoles y formol, siendo fijador epitelial de pronunciada eficacia y un potente agente antimicrobiano que posee aun la capacidad de neutralizar toxinas presentes en el canal radicular. Ejerce efecto tanto por el contacto directo como a la distancia por la liberación de los vapores activos.

COMPOSICIÓN:
Formaldehído, O-cresol, alcohol etílico 96° y agua purificada.

MODO DE USO:
1. Seleccione un trozo de algodón seco y esterilizado, de tamaño compatible con la cámara pulpar. Enseguida embebede en la solución de Tricresol Formalina.
2. Remueva el exceso con el auxilio de gasa esterilizada y coloque en la cámara pulpar para posterior selamento provisional.

PRECAUCIONES:
Producto de uso exclusivamente profesional. Posee sustancias tóxicas. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilice el producto después de la fecha de caducidad. No ingerir, caso ocurra busque ayuda médica. No esteril.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacene herméticamente cerrado en local limpio, seco y al abrigo de la luz.

VALIDEZ:
24 meses.

CONTENT:
Bottle with 10 mL.

INDICATION:
Tricresol-formalin is indicated in cases of necropulpectomy where the pulp canal was not instrumented or it was partially instrumented.

PRODUCT DESCRIPTION:
This solution is formed by a mixture of cresols and formol, being an efficient tissue holder and a powerful antimicrobial agent that has the ability to neutralize toxins in the root canal. Its effect is both by direct contact as by distance through the release of active vapors.

COMPOSITION:
Formaldehyd, O-cresol, ethyl alcohol 96° and purified water.

HOW TO USE:
1. Take a dry and sterile swab of compatible size with the pulp chamber. Then wet it in the solution of Tricresol Formalin.
2. Remove the excess with the aid of sterile gauze and put it in the pulp chamber for subsequent provisional sealing.

PRECAUTIONS:
Product for professional use only. Product contains toxic substances. Keep out of reach of children. Do not use the product after the expiration date. Do not swallow it. If this occurs, seek medical help. Not sterile.

STORAGE AND TRANSPORT:
Store tightly closed in a clean, dry and dark local.

VALIDITY:
24 months.